

AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG gemeinnützige GmbH

DKR Patho Hinweise für Einsender

Sehr geehrte Damen und Herren,

Damit eine reibungslose Bearbeitung des von Ihnen eingesandten Materials erfolgen kann, würden wir Sie um Beachtung folgender Hinweise bitten::

1. Fixierung

Bitte verwenden Sie zum Übersenden der Gewebeproben ausschließlich unsere Versandgefäße, in denen sich **4%iges Formalin** befindet.
Die Fixierung mit 4%-igem Formalin ist im Rahmen der **Präanalytik von höchster Bedeutung**, um ein **qualitativ einwandfreies Untersuchungsergebnis** erzielen zu können.

2. Untersuchungsantrag

- Bitte füllen Sie diesen **sorgfältig** und **gut leserlich** aus (z.B. Patientendaten, Geweberat, Lokalisationsangaben, Entnahmedatum, Stempel und Unterschrift).
- Denken Sie bei Kassenpatienten an den Überweisungsschein.

3. Eindeutige Beschriftung/ Kennzeichnung der Proben

- Bitte versehen Sie **jedes** Gefäß (außer die Übergefäße) mit Aufklebern, auf denen der Name des Patienten steht:
- bei mehreren Proben: entsprechend der Lokalisation (mit I, II, III usw.) analog zu Ihren Angaben auf dem Untersuchungsantrag kennzeichnen
- bei Pe-Hütchen: ein oder zwei Hütchen **eines** Patienten in ein Übrerröhrchen geben (damit werden PE's und Formalin aufgefangen, falls ein Hütchen aufgeht).
- Das Übrerröhrchen bitte **nicht** beschriften
- Bitte beschriften Sie auch Objektträger mit den Patientendaten (bitte hier keine Aufkleber verwenden, sondern handschriftlich)

4. Versand

- Bitte benutzen Sie unsere **blauen Versandtaschen**.
(bitte **nicht zutackern**, sondern Verschlussklemme nutzen)
- Bitte achten Sie darauf, dass die Gefäße gut verschlossen sind und legen Sie sie zusammen mit den dazugehörigen Anforderungsscheinen in die Tüte.

Weitere hilfreiche Infos finden Sie auch auf unserer Homepage:
<http://pathologie.diako-online.de>

Für Ihre Mühe im Voraus herzlichen Dank

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Pathoteam