

AGAPLESION DIAKONIEKLINIKUM ROTENBURG gemeinnützige GmbH

## DKR Patho Hinweise für Einsender

Sehr geehrte Damen und Herren,

Damit eine reibungslose Bearbeitung des von Ihnen eingesandten Materials erfolgen kann, würden wir Sie um Beachtung folgender Hinweise bitten::

### 1. Fixierung

Bitte verwenden Sie zum Übersenden der Gewebeproben ausschließlich unsere Versandgefäße, in denen sich **4%iges Formalin** befindet.  
Die Fixierung mit 4%-igem Formalin ist im Rahmen der **Präanalytik von höchster Bedeutung**, um ein **qualitativ einwandfreies Untersuchungsergebnis** erzielen zu können.

### 2. Untersuchungsantrag

- Bitte füllen Sie diesen **sorgfältig** und **gut leserlich** aus ( z.B. Patientendaten, Geweberat, Lokalisationsangaben, Entnahmedatum, Stempel und Unterschrift).
- Denken Sie bei Kassenpatienten an den Überweisungsschein.

### 3. Eindeutige Beschriftung/ Kennzeichnung der Proben

- Bitte versehen Sie **jedes** Gefäß (außer die Übergefäße) mit Aufklebern, auf denen der Name des Patienten steht:
- bei mehreren Proben: entsprechend der Lokalisation (mit I, II, III usw.) analog zu Ihren Angaben auf dem Untersuchungsantrag kennzeichnen
- bei Pe-Hütchen: ein oder zwei Hütchen **eines** Patienten in ein Übröhrchen geben (damit werden PE's und Formalin aufgefangen, falls ein Hütchen aufgeht).
- Das Übröhrchen bitte **nicht** beschriften
- Bitte beschriften Sie auch Objektträger mit den Patientendaten (bitte hier keine Aufkleber verwenden, sondern handschriftlich)

### 4. Versand

- Bitte benutzen Sie unsere **blauen Versandtaschen**.  
(bitte **nicht zutackern**, sondern Verschlussklemme nutzen)
- Bitte achten Sie darauf, dass die Gefäße gut verschlossen sind und legen Sie sie zusammen mit den dazugehörigen Anforderungsscheinen in die Tüte.

**Weitere hilfreiche Infos finden Sie auch auf unserer Homepage:**

**<http://pathologie.diako-online.de>**

Für Ihre Mühe im Voraus herzlichen Dank

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Pathoteam